

COVID-19 | Instrucțiuni cu privire la eșantionul "acadea" PCR pentru acasă

Pentru a controla mai bine pandemia în segmentul școlilor și grădinițelor, se recomandă testarea copilului dvs. cu privire la o eventuală infecție cu SARS-CoV-2.

La școală, copiii au trecut deja printr-o testare inițială în care mai multe probe au fost măsurate împreună într-un PCR („probă eșantion”). Dacă la acest eșantion de testare apare un rezultat pozitiv, în clasă există copii infectați cu SARS-CoV-2. În această situație veți obține mai multe informații la școala dvs. Vă rugăm să deschideți abia atunci punga cu fermoar (ziplock) și să recoltați proba. Până atunci, vă rugăm să păstrați punga la temperatura camerei.

Pentru ca procedura să fie sigură și plăcută pentru copilul dvs., „metoda lollipop” este utilizată și la prelevarea probelor acasă. În punga cu fermoar (ziplock) primită de la școală veți găsi un bețișor cu tampon steril pe care îl dați copilului dvs. și care este supt timp de 30 de secunde, ca o acadea. Apoi împachetați bețișorul în punga pentru probe furnizată și aduceți-o la școală, de unde este transportată la laboratorul SYNLAB.

Analiza se efectuează acolo folosind o metodă PCR foarte sensibilă.

Punga cu fermoar (ziplock) conține următoarele materiale:

- a) pungă pentru probe
- b) bețișor cu tampon steril, cu recipientul de transport aferent
- c) un cod QR tipărit de școală necesar pentru aplicația SYNLAB Access



Pregătire



Pe autocolantul de pe punga cu proba vă rugăm să treceți numele copilului dvs.

Dacă există și un cod de bare care nu este lipit pe recipientul de transport, vă rugăm să îl lipiți dvs. pe lungimea recipientului. Nu îl înfășurați în jurul recipientului!

Descărcați aplicația SYNLAB Access:



Înregistrați-vă în aplicație cu adresa dvs. de e-mail. Veți primi apoi un e-mail cu un link, pe care vă rugăm să îl accesați pentru a completa datele dvs. pe pagină și pentru a alege o parolă. După finalizarea înregistrării, vă puteți conecta la aplicație.

În aplicație, dați clic pe „Începeți autotestarea”. Vi se va cere acum să introduceți codul de acces furnizat de școală, care va activa testarea următoare gratuită a copilului dvs.

După introducerea datelor, scanați codul de bare de pe recipientul de transport al bețișorului.



Instrucțiuni pentru recoltarea probei



5 Extrageți bețișorul cu tampon steril din recipientul de transport după ce îl scoateți din punga cu fermoar (ziplock). Scoateți bețișorul din recipientul de transport și dați-l copilului dvs.

Copilul dvs. ia bețișorul cu partea cu tampon în gură, apoi acesta va fi supt ca o acadea timp de 30 de secunde: Trebuie să îl miște cu limba înainte și înapoi. **Să nu îl mestече!**

Apoi introduceți bețișorul în recipientul de transport și închideți-l bine.



7 Introduceți recipientul de transport în punga pentru probe. Închideți punga cu fermoar (ziplock) Vă rugăm să aduceți proba cât mai rapid la școală!

Școala dvs. vă poate oferi informații despre cum să returnați proba (în special despre orele de predare) sau despre transportul ulterior al probei.

Veți fi informat despre rezultatul analizei PCR prin intermediul aplicației SYNLAB Access.

