

COVID-19 | Инструкция по проведению группового теста по методу ПЦР в домашних условиях.

Чтобы держать под контролем распространение вируса в школах и детских садах, рекомендуется проводить тестирование детей на инфицирование SARS-CoV-2.

В школе уже был проведён первый тест, в процессе которого с помощью метода ПЦР было проверено несколько образцов одновременно (групповой образец). Если данный групповой тест окажется положительным, дети соответствующего класса заражены SARS-CoV-2. В этом случае вы получите от школы дополнительную информацию. Лишь после этого вы можете открыть пакет с застёжкой и выполнить взятие образца. До этого времени пакет следует хранить при комнатной температуре.

Для того чтобы тестирование детей проводилось как можно более безопасно и безболезненно, при взятии образцов в домашних условиях применяется так называемый «метод леденца на палочке». В пакете, полученном от школы, находится стерильный тупфер, который ребёнок должен пососать в течение 30 секунд, как леденец на палочке. После этого упакуйте тупфер в прилагаемый пакетик для образца и принесите его в школу, откуда взятый образец будет отправлен в лабораторию SYNLAB. Анализ образцов проводится в лаборатории по очень надёжному методу ПЦР.

В пакете с застёжкой находятся следующие материалы:

- a) Пакетик для образца
- b) Тупфер в транспортировочной пробирке
- c) Распечатанный школой QR-код для приложения SYNLAB Access



Подготовка

1



Напишите имя ребёнка на ярлыке, наклеенном на пакетик для образца.

Если штрихкод прилагается, но не наклеен на транспортировочную пробирку, наклейте его в продольном направлении. Не обматывайте его вокруг пробирки!

Скачайте приложение SYNLAB Access:



2



3



Зарегистрируйтесь в приложении, используя свой адрес электронной почты. После этого вы получите по электронной почте письмо со ссылкой, по которой вам нужно перейти, чтобы дополнить на сайте свои данные и установить пароль. После завершения регистрации вы сможете войти в приложение. В приложении нажмите «Начать самостоятельное тестирование». На данном этапе от вас потребуется ввести предоставленный школой код доступа, с помощью которого вы можете активировать бесплатное проведение последующего тестирования своего ребёнка.

После введения данных отсканируйте штрихкод, наклеенный на транспортировочную пробирку.

4



Инструкция по взятию образцов



Извлеките тупфер в транспортировочной пробирке из пакета с застежкой. Извлеките тупфер из транспортировочной пробирки и дайте его ребёнку.

Ребёнок должен взять тупфер в рот той стороной, на которой находится вата, и пососать его в течение 30 секунд, при этом он должен подвигать тупфер языком во рту в разные стороны. **Не жевать!**

Затем поместите тупфер в пробирку и тщательно её закройте.



Положите транспортировочную пробирку в пакетик для образца. Заклейте пакетик. Как можно быстрее доставьте образец в школу!

Информацию о сдаче образца (а именно о времени сдачи) или о дальнейшей транспортировке вы получите от школы.

Информацию о результате анализа ПЦР вы получите через приложение SYNLAB Access.

